

# RealBrand

Dental Restoratives



SAJÁTMÁRKÁS  
TERMÉKKATALÓGUS

# Tartalomjegyzék

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <b>04-05</b> | SZÍNADAPTÁCIÓS KOMPOZITOK |
| <b>06-08</b> | MIKROHIBRID KOMPOZITOK    |

---

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>09</b> | NANOKOMPOZIT          |
| <b>10</b> | FÉNYRE KÖTŐ ALÁBÉLELŐ |

---

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>11-13</b> | ADHEZÍVEK |
| <b>14</b>    | SAVAZÓGÉL |

---

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>15</b> | IDEIGLENES TÖMŐANYAG      |
| <b>16</b> | IDEIGLENES RAGASZTÓCEMENT |

---

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| <b>17</b>    | VÉGLEGES RAGASZTÓCEMENT    |
| <b>18-19</b> | A-SZILIKON LENYOMATANYAGOK |

---

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>20</b> | HARAPÁSREGISZTRÁLÓ                |
| <b>21</b> | IDEIGLENES KORONA- ÉS<br>HÍDANYAG |

---

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| <b>22</b> | EGYÉNI KANÁLANYAG |
| <b>23</b> | ELÉRHETŐSÉGEINK   |

# RealBrand

## 2005 óta bizonyított minőség — most új katalógusban

Örömmel mutatjuk be saját márkás fogászati fogyóanyag-termékcsaládunk legfrissebb katalógusát. Termékeinket Németországban fejlesztik és gyártják, magas szakmai színvonalon, termékfejlesztésért felelős kémikuscsapat bevonásával. A 2005 óta töretlen piaci jelenlét önmagában is bizonyíték a megbízhatóságra és a vásárlói elégedettségre.

### Miért válassza saját márkánkat?

- **Németországi fejlesztés kutatási háttérrel:** szakmai precizitás, klinikai tapasztalatokra építve.
- **2005 óta a fogászati piac szolgálatában:** hosszú távú bizalom és bizonyított teljesítmény.
- **Magas minőség kedvező áron:** prémium eredmény kompromisszumok nélkül.
- **Stabil termékportfólió és folyamatos elérhetőség:** kiszámítható beszerzés, biztos utánpótlás.

Termékeinket úgy fejlesztettük, hogy megbízható támogatást nyújtsanak a mindennapi klinikai munkában – legyen szó hatékonyságról, kényelmes használatról vagy költségoptimalizálásról. A minőség nem csak ígéret, hanem tapasztalat: több mint másfél évtizede van jelen a rendelőkben, és folyamatosan megfelel a modern fogászati elvárásoknak.

Fedezze fel megújult katalógusunkat, és válassza azt a minőséget, amelyre páciensei is számíthatnak.



Böszörtory Adrienne Gabriella  
Cégvezető



# RealBrand

2005 óta bizonyított minőség  
— most új katalógusban

Örömmel mutatjuk be saját márkás fogászati fogyóanyag-termékcsaládunk legfrissebb katalógusát. Termékeinket Németországban fejlesztik és gyártják, magas szakmai színvonalon, termékfejlesztésért felelős kémikuscsapat bevonásával. A 2005 óta töretlen piaci jelenlét önmagában is bizonyíték a megbízhatóságra és a vásárlói elégedettségre.

## Miért válassza saját márkánkat?

- **Németországi fejlesztés kutatási háttérrel:** szakmai precizitás, klinikai tapasztalatokra építve.
- **2005 óta a fogászati piac szolgálatában:** hosszú távú bizalom és bizonyított teljesítmény.
- **Magas minőség kedvező áron:** prémium eredmény kompromisszumok nélkül.
- **Stabil termékportfólió és folyamatos elérhetőség:** kiszámítható beszerzés, biztos utánpótlás.

Termékeinket úgy fejlesztettük, hogy megbízható támogatást nyújtsanak a mindennapi klinikai munkában – legyen szó hatékonyságról, kényelmes használatról vagy költségoptimalizálásról. A minőség nem csak ígéret, hanem tapasztalat: több mint másfél évtizede van jelen a rendelőkben, és folyamatosan megfelel a modern fogászati elvárásoknak.

Fedezze fel megújult katalógusunkat, és válassza azt a minőséget, amelyre páciensei is számíthatnak.



Bösztöry Adrien Gabriella  
Cégvezető




# SZÍNADAPTÁCIÓS KOMPOZIT

## RealFill LC MagiC

A ONE SHADE anyagok kategóriájába tartozó RealFill LC MagiC-kel tökéletes esztétikai hatás érhető el. A speciális, ultrafinom ( $<0,2\mu\text{m}$ ) átlagos szemcseméretű, szférikus töltőanyag tartalmával és a hozzá optimalizált, térhálósító gyantakombinációval nagymértékű kaméleoneffektust biztosít, amely fokozatmentesen képes lefedni a teljes 16 színű VITA színskálát.

### INDIKÁCIÓK:

- anterior és posterior restaurációk
- minden Black kavitációsztályba
- direkt héjak, inlayek és onlayek
- diastéma zárás



### ELŐNYEI:

- kiváló színilleszkedés, élethű restaurációk
- kivételesen könnyen kezelhető
- könnyen magas fényűre polírozható
- kiváló, hosszú távú színállóság
- magas szintű fizikai és mechanikai tulajdonság
- magas kopásállóság (rendkívül alacsony felületi érdesség)
- igen alacsony zsugorodás



Kiszerelés: 1x4 g (2,4 ml)  
Szín: Universal

# SZÍNADAPTÁCIÓS FOLYÉKONY KOMPOZIT

## RealFill LC MagiC Flow

A RealFill LC MagiC folyékony változata. Ideális megoldás kisebb zománchibák javítására. Racionális és gazdaságos fogászati kezeléseket tesz lehetővé, hiszen optimális színilleszkedést, tökéletes esztétikai hatást biztosít.

### INDIKÁCIÓK:

- kisebb kavitások ellátása
- kompozit tömések alapjaként
- kiterjesztett barázdazárás
- kerámia és kompozit leplezések javítása



### ELŐNYEI:

- kiváló színilleszkedés, élethű restaurációk
- folyékony
- könnyen magas fényre polírozható
- röntgenopaker
- kiváló hosszú távú színállóság
- magas szintű fizikai és mechanikai tulajdonság
- magas kopásállóság (rendkívül alacsony felületi érdesség)
- alacsony zsugorodás
- láthatatlan átmenet dentin, zománc és kompozit között



Kiszerelés: 1x1 ml (1,53 g)  
Szín: Universal

# KLASSZIKUS MIKROHIBRID KOMPOZIT

## Realfill LC Basic

Univerzális fényre kötő mikrohibrid kompozit tömőanyag, 0,05-1,5 µm részecskenyagyságú, szervesetlen töltőanyag tartalommal.

### INDIKÁCIÓK:

- anterior és posterior régió helyreállítása
- meglazult fogak sínezése
- kompozit inlayek, onlayek készítése
- direkt héj készítése
- technikai leplezési hibák javítására



### ELŐNYEI:

- kiváló fizikai és mechanikai tulajdonságok
- természetes esztétika
- magas fényre polírozható
- kiváló színtartás
- alacsony zsugorodás
- könnyen kezelhető, nem tapad a műszerhez
- minden fényre kötő bonddal kompatibilis
- magas kopásállóság
- röntgenopak
- kitűnő széli záródás



Kiszerezés: 1x4 g (2,11 ml)  
Szín: Széles színválaszték,  
13 VITA színben elérhető.

# KLASSZIKUS MIKROHIBRID FOLYÉKONY KOMPOZIT

## Realfill LC Basic Flow

Fényre kötő, magas viszkozitású, folyékony mikrohibrid kompozit tömőanyag. A Realfill LC Basic univerzális tömőanyagcsalád klasszikus kiegészítője! Kiváló fizikai és esztétikai paraméterekkel rendelkező folyékony kompozit, a mindennapok hasznos segítője.

### INDIKÁCIÓK:

- kisebb kavitások ellátása
- fognyaki tömések
- tejfogak kavitásának ellátása
- színtkorrekció az anterior régióban
- kompozit tömések alapjaként
- kiterjesztett barázdázásra



### ELŐNYEI:

- természetes esztétika
- kiváló színtabilitás
- magas mechanikai stabilitás
- magas kopásállóság
- könnyen kezelhető, ideális konzisztencia



Kiszerelés: 1x2ml (3,58 g)  
Szín: A1,A2,A3



# OPTIMALIZÁLT MIKROHIBRID KOMPOZIT

## RealFill LC ECO+

A RealFill LC ECO+ egy optimalizált, csökkentett színválasztékú, fényre kötő, klasszikus mikrohibrid kompozit tömőanyag, igen kedvező ár - érték aránnyal. Csökkentett szemcseméretű báriumüveg + szilíciumdioxid töltőanyag kombinációjának és hibrid mátrix szerkezetének köszönhetően kiválóan kezelhető fényre kötő kompozit tömőanyag.

### INDIKÁCIÓK:

- valamennyi Black osztályú kavitás ellátása
- meglazult fogak sínezése
- porcelán és kompozit leplezések direkt javítása
- direkt héj készítés



Kiszerelés: 4,5 g (2,33 ml)  
Szín: A1, A2, A3, A3.5

### ELŐNYEI:

- kiváló fizikai és mechanikai tulajdonságok
- könnyen kezelhető, magasfényűre polírozható
- kiváló színilleszkedés, színtartósság
- alacsony zsugorodás
- röntgenopaker
- magas esztétika
- kompatibilis az összes fényre kötő bonddal

# NANOKOMPOZIT

## RealFill LC Nano

Prémium minőségű, univerzális, fényre kötő, magas esztétikai igényeket kielégítő nanokompozit tömőanyag.

### INDIKÁCIÓK:

- anterior és posterior régió helyreállítása
- meglazult fogak sínézése
- kompozit inlayek és onlayek készítése
- direkt héj készítése
- technikai leplezési hibák javítására



### ELŐNYEI:

- jól modellálható, egyszerűen kezelhető
- extrém alacsony zsugorodás
- kiváló széli záródás
- műszerekre nem tapad
- magas szintű esztétika
- optimális fizikai tulajdonságok
- kiválóan magas fényre polírozható
- magas kopásállóság
- kompatibilis az összes fényre kötő bonddal



Kiszerelés: 4 g (2,07 ml)  
Szín: A2, A3, A3.5

# FÉNYRE KÖTŐ ALÁBÉLELŐ

## Realbase LC Iono

Folyékony, röntgenárnyékot adó, fényre kötő üvegionomer alábélelő anyag.

### INDIKÁCIÓK:

- minden típusú tömőanyaghoz alábélelésre
- kiterjesztett barázdázás
- kisebb hiányok helyreállítása



### ELŐNYEI:

- könnyen applikálható
- csökkenti a posztoperatív érzékenységet
- csökkenti a polimerizációs stresszt
- jól látható réteget képez
- elősegíti a kiváló széli záródást
- alacsony zsugorodás
- röntgenopaker
- fluoridleadás



Kiszerelés: 2 ml (3,52 g)

# UNIVERZÁLIS ADHEZÍV

## RealBond LC Universal

Prémium minőségű, egyflakonos, egylépéses, fényre kötő, univerzális adhezív valamennyi savazási technikához.

Használható nedves vagy száraz fogfelszínen. Az innovatív MDP technológia biztosítja a RealBond LC Universal tökéletes kötőerejét!

Azoknál a felhasználási területeknél, amelyeknél az adhezív fénnel történő kezelése nem biztosított (pl.: gyökércsatornában), a RealBond LC Universal kombinálható SelfCure Aktivátorral, ezáltal a Bond kettős kötésűvé válik.

### INDIKÁCIÓK:

- fényre kötő direkt kompozit és kompomer restaurációkhoz
- fényre, dual, vagy önkötő kompozit cementekkel együtt használva csonkfelépítéshez, inlayek, onlayek, koronák és hidak ragasztásához azoknál az eseteknél, ahol fényre kötő adhezív alkalmazható
- bondozást igénylő resin cementekhez
- sérült kompozit restaurációk javítására



### ELŐNYEI:

- minden savazási technikával alkalmazható
- száraz és nedves fogfelszínen is tökéletes kötést biztosít
- MDP-t tartalmaz (kötésbiztonságot erősítő monomer)
- kényelmes, könnyű applikáció
- egy rétegben biztonságos, magas kötőerő
- biztonságos széli zárás
- igen jó ár - érték arány



Kiszerelés: 5 ml

# ÖNSAVAZÓ ADHEZÍV

## Realbond Self Etch

Önsavazó, fényre kötő, egykomponensű 7. generációs bond. Bármely, kereskedelmi forgalomban kapható fényre kötő kompozit és kompomer anyaggal használható.

### INDIKÁCIÓK:

- fényre kötő direkt kompozit és kompomer restaurációk
- minden kavitás ellátására ajánlott



### ELŐNYEI:

- savazás, primerezés és ragasztás egy lépésben
- erős és tartós tapadás dentinhez és zománchoz
- kényelmes, könnyű applikálás
- nagyon jó széli záródás
- biztonságos nedves felszínen is
- egy rétegben biztonságos kötés
- direkt restaurációkhoz ideális
- kiváló ár - érték arány



Kiszerelés: 5 ml

# 5. GENERÁCIÓS ADHEZÍV

## Realbond Ethanol

Klasszikus 5. generációs ethanol bázisú bond. Postoperatív érzékenység elkerülése szempontjából, a jelenleg piacon lévő bondok közül a legmegbízhatóbbak az egykomponensű 5. generációs bondok!

### INDIKÁCIÓK:

- fényre kötő direkt kompozit és kompomer restaurációk
- alkalmas gyökércsatorna impregnálására
- minden kavitás ellátására ajánlott
- fémvázak ragasztására



Kiszerelés: 5 ml

### ELŐNYEI:

- biztonságos és tartós ragasztás
- hidrofil, nedves felszínen is alkalmazható
- erős tapadás dentinhez és zománchoz
- primer és bond egy flakonban
- magas kötőerő
- vékony réteg – takarékos felhasználás

# SAVAZÓGÉL

## Realetch Gel

Erősen thixotrop savazógél 37%-os orthofoszforsav-tartalommal. Bármilyen kompozittal, kompomerrel végzett adhezív technikához alkalmas.

### INDIKÁCIÓK:

- savazógél zománc, dentin savazásához vagy teljes savazási technikához



### ELŐNYEI:

- vékony adagoló végződésének köszönhetően könnyen és pontosan applikálható
- kék színű
- stabil, nem csöpög



Kiszerelés: 3 ml

# IDEIGLENES TÖMŐANYAG

## Realfill LC Provi

Univerzálisan alkalmazható, fényre kötő, egykomponensű ideiglenes tömőanyag.

### INDIKÁCIÓK:

- mindenféle ideiglenes restaurációhoz
- ideiglenes helyreállítás inlayek, onlayek készítésénél
- alábélelő anyagként előre gyártott, polikarbonátból vagy metakrilátból készült ideiglenes fogműveknél



Kiszerelés: : 4 g (2,27 ml)

### ELŐNYEI:

- gyors, kényelmes munkavégzés
- polimerizáció után is rugalmas marad
- könnyen, egyben eltávolítható
- alámenős részekről is egyszerűen eltávolítható



# IDEIGLENES RAGASZTÓCEMENT

## RealCem Provi NE

Eugenolmentes ideiglenes ragasztócement. Ideiglenes és végleges koronák, hidak ideiglenes beragasztására szolgáló, cink-oxid tartalmú ragasztóanyag, önkeverős, duál fecskendőben.

### INDIKÁCIÓK:

- végleges koronák és hidak ideiglenes ragasztása
- inlayek, onlayek ideiglenes ragasztása
- ideiglenes koronák és hidak ideiglenes ragasztása



### ELŐNYEI:

- kényelmes, gyors munkavégzés (önkeverős)
- könnyű kezelhetőség
- könnyen eltávolítható a provizóriumról és a csonkról
- kiváló tapadóképesség nedves felszínen
- optimális tapadóerő
- a felesleges anyagmennyiség könnyen, maradék nélkül eltávolítható
- cink-oxid tartalmú, eugenolmentes
- antibakteriális hatású
- csak vékony filmréteg szükséges, gazdaságos felhasználás
- kiváló ár - érték arány



Kíszerelés: 5 ml  
Feldolgozási idő: 1'30"  
Kötési idő: 2-3 perc

# ÖNSAVAZÓ VÉGLEGES RAGASZTÓCEMENT

## RealCem DC Elite SE

Duál-kötésű, önsavazó, kompozit bázisú permanens ragasztócement. Önsavazó és önkötő, 4:1 keverési arányú rezin ragasztócement, amely lehetővé teszi az indirekt porcelán, kerámia, kompozit és fém restaurációk biztonságos, végleges beragasztását.

### INDIKÁCIÓK:

- fém, fémkerámia, kompozit, polimer, cirko-noxid koronák és hidak ragasztására
- a Cerec®-rendszerrel készült kerámia koronák és hidak rögzítése
- kerámia, fém és kompozit inlayek, onlayek rögzítése
- gyökércsapok beragasztása
- fém, fémkerámia és megerősített kerámia (pl.: cirkon-oxid) restaurációk rögzítése implant felépítményekre



### ELŐNYEI:

- minimix, önkeverős fecskendőjének köszönhetően, egyszerű alkalmazás, gyors munkavégzés
- kettős kötésű, optimális feldolgozási idő
- magas kötőerő a különböző koronaanyagokhoz
- nincs szükség előzetes savazásra
- magas térfogatstabilitás, rendkívül alacsony zsugorodás
- alacsony filmvastagság, takarékos felhasználás
- fluoridleadó képesség



Kiszorítás: : 5 ml (7,6 g)  
Feldolgozási idő: 1'30"  
Kötési idő: 4 perc

# A- SZILIKON ALAPLENYOMAT

## RealSil putty quick premium

Prémium minőségű, superhidrofil, lila színű, gyorskötésű A-szilikon alaplenyomatanyag. Minden lenyomatvételi technikához, kompozisszumok nélkül alkalmas!

### INDIKÁCIÓK:

- kétfázisú, kétidejű lenyomatvétel
- egyidejű, kétfázisú lenyomatvétel
- kétfázisú, kétidejű lenyomatvétel technikai fóliával
- egyfázisú lenyomatvétel
- kifejezetten ajánlott implantációs munkákhoz
- tanulmányi mintavétel



### ELŐNYEI:

- páciens- és felhasználóbarát
- kényelmes feldolgozási idő (1'10")
- rövid intraorális idő (1'15")
- erősen hidrofil
- részletgazdag, éles kontraszt
- magas, hosszú idejű dimenzióstabilitás
- optimális konzisztencia, könnyen gyúrható
- kategóriájában jó ár - érték arány



Kiszerezés: 2x400 g (2x258 ml)

# A- SZILIKON KORREKCIÓS LENYOMATANYAG

## RealSil LV quick premium

Prémium minőségű, szuperhidrofil, élénkzöld színű, gyorskötésű A-szilikon korrekciós lenyomatanyag. Minden lenyomatvételi technikához, kompromisszumok nélkül alkalmas!

### INDIKÁCIÓK:

- kétfázisú, kétidejű lenyomatvétel
- egyidejű, kétfázisú lenyomatvétel
- kétfázisú, kétidejű lenyomatvétel technikai fóliával
- egyfázisú lenyomatvétel
- kifejezetten ajánlott implantációs munkákhoz
- lenyomatvétel fogsor alábéleléshez
- teljes vagy részleges fogsorok készítése



### ELŐNYEI:

- páciens- és felhasználóbarát
- kényelmes feldolgozási idő (1'10")
- rövid intraorális idő (1'15")
- erősen hidrofil
- részletgazdag
- magas, hosszú idejű dimenzióstabilitás
- optimális konzisztencia
- alakváltozással szemben ellenálló az eltávolítás alatt és után
- kategóriájában jó ár - érték arány



Kiszerezés: : 2x50 ml (2x63 g)

# HARAPÁSREGISZTRÁLÓ

## RealBite

Addíciós kötésű vinylszilikon harapásregisztráló. A RealBite egy nagyon kemény és precíz harapásregisztráló anyag gyors és pontos harapásregisztráláshoz.

### INDIKÁCIÓK:

- harapásregisztrálás
- arcív-regisztrációhoz szükséges harapásvilla fixálására
- szilikonkulcs készítése
- apró részletek modellezése



### ELŐNYEI:

- optimális keménység, kitűnő konzisztencia
- gyors, precíz harapásregisztrálás
- világoskék színű, részletgazdag
- közvetlenül, buborékmentesen applikálható
- tixotróp, nem folyik be a fogközökbe
- könnyen eltávolítható
- magas végkeménység, könnyen frézelve, nem törékeny
- igen alacsony zsugorodás



Kiszerelés: 2x50 ml (2x76 g)  
Feldolgozási idő: 1'30"  
Kötési idő: 4 perc

# IDEIGLENES KORONA- ÉS HÍDANYAG

## Realprovi KB 4:1

Önkötő, önkeverős, kétkomponensű kompozit ideiglenes koronák és hidak készítéséhez.

### INDIKÁCIÓK:

- rövid és hosszútávú, esztétikus ideiglenes koronák készítése
- ideiglenes inlayek, onlayek készítése
- nagy fesztávolságú hidak készítésére is alkalmas



### ELŐNYEI:

- egyszerű és gyors munkafolyamat
- rövid kötési idő, minimális zsugorodás
- provizórium pontosan illeszkedik
- nagy nyomószilárdságú, nem törik
- rugalmas és kopásálló, természetes esztétika
- magas forma- és szintartósság
- biztonságos – önkeverős, 4:1 keverési arány
- fogorvosi rendelőben azonnal elkészíthető
- saját anyagával könnyen javítható, gazdaságos
- alacsony polimerizációs hőmérséklet-emelkedés (3,6 °C)



Kiszerelés: : 2x50 ml (2x76 g)  
Szín: A2, A3

# EGYÉNI KANÁLANYAG

## Realtray LC

Fényre kötő egyéni kanál anyag. A terméket kész, könnyen formálható lapokban szállítjuk, amely mind mesterséges, mind természetes fénynél is hosszan alakítható. Polimerizálás bármilyen, kereskedelmi forgalomban kapható fotopolimerizációs készülékkel. Az egyéni kanál 4-5 perc alatt polimerizálódik, a hosszabb kötési idő javítja az anyag fizikai tulajdonságait. Optimális összetételének köszönhetően nem törik, így könnyen használható a lenyomatvétel során.

### INDIKÁCIÓK:

- egyéni kanál készítése
- funkcionális kanál
- fogatlan állkapocshoz
- műanyagbázis fogfelállításhoz
- harapássablonok és harapásrögzítők alapja



Kiszerezés: 50 db

### ELŐNYEI:

- törésálló
- használatra kész
- könnyen formázható
- fényre kötő
- hosszú feldolgozási idő

# Maradjon naprakész! Iratkozzon fel hírleveleinkre!



## WEBSHOP

Online, gyors, kényelmes rendelés  
Stabil raktárkészlet  
Folyamatosan frissülő kínálat  
Szakmai képzések egész évben

[www.shop.realtrade.hu](http://www.shop.realtrade.hu)

## REALTRADEHUNGARY

Szakmai újdonságok, cikkek  
Gyártói prospektusok,  
magazinok egy kattintásra  
Informatív blogbejegyzések

[www.realtradehungary.com](http://www.realtradehungary.com)

## KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Akciós Realtrade és gyártói ajánlatok  
Újdonságok első kézből  
Szakmai események, rendezvények  
Folyamatosan bővülő szakmai  
közösség

 <https://www.facebook.com/realtrade.hu>

 [@realtrade\\_minden\\_ami\\_fogaszat](https://www.instagram.com/realtrade_minden_ami_fogaszat)

Véleménye fontos számunkra!  
Kérjük, értékeljen minket!





# REALTRADE

## ELÉRHETŐSÉGEINK:

Realtrade Kft.

1102 Budapest, Hölggy utca 9/B.

Tel: +36 30 977 90 17

Email: [vevoszolgalat@realtrade.hu](mailto:vevoszolgalat@realtrade.hu)

Web: [www.shop.realtrade.hu](http://www.shop.realtrade.hu)